

# AD140L - Sistema de secagem de ar

Código do produto: 40-1142




## Descrição

O AD140L é um acessório útil para ser conectado a qualquer fonte externa de ar comprimido, removendo a umidade que pode contaminar seu equipamento e prejudicar seus resultados. De tamanho compacto e leve, pode ser instalado na parede, ocupando mínimo espaço. Suas poucas peças consumíveis garantem mínima manutenção.



## Generator Details

- **Tipos de gases:** Ar
- **Compressor integrado:** Não



## Características principais

- Produz ar seco e limpo, garantindo ótimo fornecimento para instrumentos e geradores de gás
- Se necessário, pode funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana com excelente desempenho
- Instalado na parede, ocupa pouco espaço no laboratório
- Poucos itens consumíveis substituídos garantem baixo custo com manutenção ao longo de sua vida operacional
- Funcionamento totalmente silencioso
- Necessidade mínima de configuração
- Garantia de 12 meses

## Especificações técnicas

### AD140L - Sistema de secagem de ar

Tipo de gás	Ar
Fluxo máx. de gás:	140L/min
Pressão máx. de saída:	115psi/7,9bar
Pressão máx. de saída:	115psi/7,9bar
Conexão de saída de gás:	1x 1/4" BSP Female
Qualidade mín. do ar de entrada:	100psi/6,9bar
Pressão máx. de entrada:	120psi/8,3bar
Tempo de inicialização:	90 mins
Consumo de energia:	8 - 19.2 W
Voltagem:	100 - 240 V
Frequência:	50 / 60 Hz
Corrente:	0.8 A
Temperatura máx. de operação:	25°C / 77°F
Certificações:	CE
Tamanho (AxLxP) mm	660 x 472,4 x 160 mm
Tamanho (AxLxP) pol.	26 x 18,6 x 6,3 inches
Peso do gerador	19kg / 41,8lbs

# [PEAK Protected]<sup>TM</sup>

Peak Scientific gas generators define the benchmark in reliability, convenience and performance in laboratories around the world, and come backed with a 12 month warranty. Beyond this period however you can ensure that your investment continues to be **[Protected]** by our comprehensive generator care cover.

Our world-class aftercare support packages deliver a program of scheduled preventative maintenance whilst giving you the reassurance of instant access to worldwide technical support and priority on-site response in the untimely event of a breakdown.

- For ordering parts visit: [www.peakscientific.com/ordering/](http://www.peakscientific.com/ordering/)
- For service plans visit: [www.peakscientific.com/service/service-plans/](http://www.peakscientific.com/service/service-plans/)

**Peak Scientific UK**  
Tel: +44 (0)141 812 8100  
Fax: +44 (0)141 812 8200

**Peak Scientific North America**  
Tel: +1-800-767-6532  
Fax: +1-978-608-9503

**Peak Scientific China**  
Tel: +86 21 5079 1190  
Fax: +86 21 5079 1191  
For a full list of our worldwide office locations, please visit:  
Web: [www.peakscientific.com](http://www.peakscientific.com)  
Email: [discover@peakscientific.com](mailto:discover@peakscientific.com)

Peak Scientific's Quality Management System conforms to: ISO:9001

