

TOC 1500HP

Gerador de ar isento de CO₂

Código do produto: 42-1040 (230V) - UK | 42-1050 (230V) - EU | 42-1060 (110V) - US




Descrição

Projetado para aplicações em análise de água e ambiental, o gerador de gás TOC1500HP pode produzir até 1500 mL/min de ar isento de dióxido de carbono para análise IC (carbono inorgânico) em analisadores TOC.



Dicas de aplicação

Analisadores TOC



Generator Details

- **Tipos de gases:** Ar
- **Compressor integrado:** Não

Características principais

- Produz ar seco, limpo e isento de dióxido de carbono
- Ideal para análise IC (carbono inorgânico) em analisadores TOC
- Se necessário, pode funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana com excelente desempenho
- Poucos itens consumíveis substituídos garantem baixo custo com manutenção ao longo de sua vida operacional
- Funcionamento totalmente silencioso
- Necessidade mínima de configuração
- Compatível com o módulo Precision Air Compressor
- Garantia de 12 meses

Especificações técnicas

TOC 1500HP - Gerador de ar isento de CO2

Tipo de gás	Ar
Fluxo máx. de gás:	1.5L/min
Pressão máx. de saída:	80psi/5,5bar
Pressão máx. de saída:	80psi/5,5bar
Máx. pureza:	<1ppm CO2/ 0.1ppm THC
Conexão de saída de gás:	1x 1/4" BSP Female
Qualidade mín. do ar de entrada:	100psi/6,9bar
Pressão máx. de entrada:	120psi/8,3bar
Consumo de energia:	115 W
Voltagem:	115 / 230 V ± 10%
Frequência:	50 / 60 Hz
Corrente:	2.6 / 5.2 A
Temperatura máx. de operação:	25°C / 77°F
Certificações:	CE
Tamanho (AxLxP) mm	620 x 430 x 410 mm
Tamanho (AxLxP) pol.	24,4 x 16,9 x 16,1 inches
Peso do gerador	57kg / 125,4lbs

[PEAK Protected]TM

Peak Scientific gas generators define the benchmark in reliability, convenience and performance in laboratories around the world, and come backed with a 12 month warranty. Beyond this period however you can ensure that your investment continues to be **[Protected]** by our comprehensive generator care cover.

Our world-class aftercare support packages deliver a program of scheduled preventative maintenance whilst giving you the reassurance of instant access to worldwide technical support and priority on-site response in the untimely event of a breakdown.

- For ordering parts visit: www.peakscientific.com/ordering/
- For service plans visit: www.peakscientific.com/service/service-plans/

Peak Scientific UK
Tel: +44 (0)141 812 8100
Fax: +44 (0)141 812 8200

Peak Scientific North America
Tel: +1-800-767-6532
Fax: +1-978-608-9503

Peak Scientific China
Tel: +86 21 5079 1190
Fax: +86 21 5079 1191
For a full list of our worldwide office locations, please visit:
Web: www.peakscientific.com
Email: discover@peakscientific.com

Peak Scientific's Quality Management System conforms to: ISO:9001

