

Solaris Air Compressor

Solaris Air Compressor para ELSD

Código do produto: 65-0003 (230v) |
65-0004 (110v)



Descrição

O módulo Solaris Air Compressor foi projetado para perfeita conexão ao módulo Solaris Nitrogen para ELSD, em laboratórios sem fonte de ar comprimido externo de alta qualidade. Disponível em 110 e 230V, é adequado a todas as regiões. Um ponto comum de todos os geradores da Peak, é a facilidade em sua utilização, fazendo com que você se preocupe com o que realmente importa. Este módulo foi projetado para ser uma solução empilhável com o gerador de nitrogênio Solaris Nitrogen. O gerador de nitrogênio Solaris Nitrogen foi desenvolvido para fornecer nitrogênio de elevada pureza a detectores de ELSD ou laboratórios que utilizam espectrômetros de massa compactos.



Dicas de aplicação


Fornecimento de N₂ para várias aplicações de laboratório, incluindo LC-MS

Generator Details

- **Tipos de gases:** Ar
- **Compressor integrado:** sim

Características principais

- Sistema modular com o gerador de nitrogênio Solaris Nitrogen para detectores ELSD e espectrômetros de massa compactos
- Fornece ar comprimido ao Solaris Nitrogen, para laboratórios que não possuem compressor de ar externo
- Gás produzido sob demanda, adequando-se a rotina de seu laboratório.
- Garantia 12 meses



Especificações técnicas

Solaris Air Compressor para ELSD

Tipo de gás	Ar
Fluxo máx. de gás:	VariousL/min
Pressão máx. de saída:	120psi/8,3bar
Pressão máx. de saída:	120psi/8,3bar
Conexão de saída de gás:	1 x 1/4" BSPP
Consumo de energia:	1150
Voltagem:	230 ± 10% VAC
Frequência:	50 / 60 Hz
Corrente:	(100v) 5 Amps / (230v) 2.3-2.7/3.2 Amps
Produção de calor:	2420 (BTU)
Certificações:	CE, FCC
Tamanho (AxLxP) mm	406 x 417 x 540 mm
Tamanho (AxLxP) pol.	16 x 16,4 x 21,3 inches
Peso do gerador	42kg / 92,4lbs

[PEAK Protected]TM

Peak Scientific gas generators define the benchmark in reliability, convenience and performance in laboratories around the world, and come backed with a 12 month warranty. Beyond this period however you can ensure that your investment continues to be **[Protected]** by our comprehensive generator care cover.

Our world-class aftercare support packages deliver a program of scheduled preventative maintenance whilst giving you the reassurance of instant access to worldwide technical support and priority on-site response in the untimely event of a breakdown.

- For ordering parts visit: www.peakscientific.com/ordering/
- For service plans visit: www.peakscientific.com/service/service-plans/

Peak Scientific UK
Tel: +44 (0)141 812 8100
Fax: +44 (0)141 812 8200

Peak Scientific North America
Tel: +1-800-767-6532
Fax: +1-978-608-9503

Peak Scientific China
Tel: +86 21 5079 1190
Fax: +86 21 5079 1191
For a full list of our worldwide office locations, please visit:
Web: www.peakscientific.com
Email: discover@peakscientific.com

Peak Scientific's Quality Management System conforms to: ISO:9001

