

Corona Air Compressor

Funciona com gerador de nitrogênio
Corona 1010

Código do produto: 85-0555 (230v) |
85-1555 (110v)



Descrição

O Corona Air Compressor foi projetado para uma perfeita conexão com o gerador de nitrogênio Corona 1010, para laboratórios sem fonte externa de ar comprimido. A Corona Series foi desenvolvida para atender as necessidades do Corona Veo da Thermo Scientific.



Dicas de aplicação


Unidade de compressor de ar compatível com unidades de nitrogênio Corona

Generator Details

- **Tipos de gases:** Ar
- **Compressor integrado:** sim

Características principais

- Sistema modular com o gerador Corona Nitrogen 1010
- Fornece ar comprimido ao Corona Nitrogen 1010, para laboratórios que não possuem compressor de ar externo
- Gás produzido sob demanda, adequando-se a rotina de seu laboratório
- Garantia de 12 meses



Especificações técnicas

	Corona Air Compressor
Tipo de gás	Ar
Fluxo máx. de gás:	30L/min
Pressão máx. de saída:	110psi/7,6bar
Pressão máx. de saída:	110psi/7,6bar
Qualidade mín. do ar de entrada:	0
Pressão máx. de entrada:	110psi/7,6bar
Consumo de energia:	572 VA / 736 VA
Voltagem:	110 / 230 V
Frequência:	50 / 60 Hz
Corrente:	5.2 A / 3.2 A
Produção de calor:	1950 VA / 2510 VA
Temperatura máx. de operação:	35°C / 95°F
Partículas:	<0.1µm
Certificações:	CE
Tamanho (AxLxP) mm	406 x 417 x 540 mm
Tamanho (AxLxP) pol.	16 x 16,4 x 21,3 inches
Peso do gerador	42kg / 92,4lbs

[PEAK Protected]TM

Peak Scientific gas generators define the benchmark in reliability, convenience and performance in laboratories around the world, and come backed with a 12 month warranty. Beyond this period however you can ensure that your investment continues to be **[Protected]** by our comprehensive generator care cover.

Our world-class aftercare support packages deliver a program of scheduled preventative maintenance whilst giving you the reassurance of instant access to worldwide technical support and priority on-site response in the untimely event of a breakdown.

- For ordering parts visit: www.peakscientific.com/ordering/
- For service plans visit: www.peakscientific.com/service/service-plans/

Peak Scientific UK
Tel: +44 (0)141 812 8100
Fax: +44 (0)141 812 8200

Peak Scientific North America
Tel: +1-800-767-6532
Fax: +1-978-608-9503

Peak Scientific China
Tel: +86 21 5079 1190
Fax: +86 21 5079 1191
For a full list of our worldwide office locations, please visit:
Web: www.peakscientific.com
Email: discover@peakscientific.com

Peak Scientific's Quality Management System conforms to: ISO:9001

