

AD70L


Sistema de secagem de ar

Código do produto: 40-1020



Descrição

O AD70L é um acessório útil para ser conectado a qualquer fonte externa de ar comprimido, removendo a umidade que pode contaminar seu equipamento e prejudicar seus resultados. De tamanho compacto e leve, pode ser instalado na parede, ocupando mínimo espaço. Suas poucas peças consumíveis garantem mínima manutenção.



Generator Details

- **Tipos de gases:** Ar
- **Compressor integrado:** Não

Características principais

- Produz ar seco e limpo, garantindo ótimo fornecimento para instrumentos e geradores de gás
- O secador funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, se necessário
- Instalado na parede, ocupa pouco espaço no laboratório
- Poucos itens consumíveis substituídos garantem baixo custo com manutenção ao longo de sua vida operacional
- Funcionamento totalmente silencioso
- Necessidade mínima de configuração
- Garantia de 12 meses

Especificações técnicas

AD70L - Sistema de secagem de ar

Tipo de gás	Ar
Fluxo máx. de gás:	70L/min
Conexão de saída de gás:	1x 1/4" BSP Female
Qualidade mín. do ar de entrada:	100psi/6,9bar
Pressão máx. de entrada:	120psi/8,3bar
Tempo de inicialização:	90 mins
Consumo de energia:	8 - 19.2 W
Voltagem:	100 - 240 V ± 10%
Frequência:	50 / 60 Hz
Corrente:	0.8 A
Nível de ruído:	0
Certificações:	CE
Tamanho (AxLxP) mm	660 x 472,4 x 160 mm
Tamanho (AxLxP) pol.	26 x 18,6 x 6,3 inches
Peso do gerador	18,5kg / 40,7lbs

[PEAK Protected]TM

Peak Scientific gas generators define the benchmark in reliability, convenience and performance in laboratories around the world, and come backed with a 12 month warranty. Beyond this period however you can ensure that your investment continues to be **[Protected]** by our comprehensive generator care cover.

Our world-class aftercare support packages deliver a program of scheduled preventative maintenance whilst giving you the reassurance of instant access to worldwide technical support and priority on-site response in the untimely event of a breakdown.

- For ordering parts visit: www.peakscientific.com/ordering/
- For service plans visit: www.peakscientific.com/service/service-plans/

Peak Scientific UK
Tel: +44 (0)141 812 8100
Fax: +44 (0)141 812 8200

Peak Scientific North America
Tel: +1-800-767-6532
Fax: +1-978-608-9503

Peak Scientific China
Tel: +86 21 5079 1190
Fax: +86 21 5079 1191
For a full list of our worldwide office locations, please visit:
Web: www.peakscientific.com
Email: discover@peakscientific.com

Peak Scientific's Quality Management System conforms to: ISO:9001

